


De 4-wiel containers zijn geschikt voor het legen in een kantelinstallatie.



Heftruck opname, voor snel vervoeren en eenvoudig leegkopen.



Bodemplaten, versteviging ten behoeve van UN-keur.



Afneembaar koppelsysteem om het vervoer van ADR goedgekeurde containers te vergemakkelijken.



Afneembare stang eenvoudig te plaatsen aan bodemplaat.

Onze MGB 660 ZHA en MGB 770 ZHA zijn niet uitgerust met een uitloopstop, volgens de UN voorschriften, zodat bacteriën zich niet in de naden gaan nestelen.



UN-gekeurde inzamel- en transportcontainers voor ziekenhuisafval.

art.nr.	inhoud	afmeting lxbxh	omschrijving
MGB 240 ZHA	240 ltr.	580 x 740 x 1079 mm	2-wielcontainer voor ziekenhuisafval
MGB 360 ZHA	360 ltr.	600 x 890 x 1100 mm	2-wielcontainer voor ziekenhuisafval
MGB 660 ZHA	660 ltr.	1210 x 765 x 1210 mm	2-wielcontainer voor ziekenhuisafval
MGB 770 ZHA	770 ltr.	1210 x 765 x 1350 mm	2-wielcontainer voor ziekenhuisafval
ZAK 60 ZHA	60 ltr.	n.v.t.	PE-zak met opdruk ziekenhuisafval / UN3291 (per 200 st.)

Onze versterkte, afsluitbare 240, 360, 660 en 770 liter containers zijn UN getest en goedgekeurd voor vervoer van ziekenhuisafval als combinatieverpakking met onze sterke, herkenbare afvalzakken (indien goed gesloten). Een belangrijke eis is dat uit een omgevallen container geen vloeistof mag lopen. Het UN-verpakkingsvoorschrift schrijft daarom het gebruik van absorptiemiddelen voor (zie pagina 96) in geval van aanwezigheid van vloeistoffen in de containers!



De dekselopener houdt handen schoon. Hier met trekstang en streeploze wielen.



Afvalzakken geschikt voor ziekenhuisafval.


Onze afvalcontainers (zowel 2- als 4-wiel) kunnen we voorzien van koppelsystemen, zodat u ze achter een trekker als een treintje kunt meenemen. Dit is precies berekend, u rijdt met zes containers even makkelijk een parcours als met één.

Onze 4-wiel koppelsystemen worden gemonteerd tussen de wielen en de bak. Dit biedt maximale trekkracht en laat de container intact.



Standaard systeem: containers koppel je los door het naar beneden drukken van de trekstang. Snel en handig (Academisch Ziekenhuis Maastricht).

Het intern transport van perslucht flessen naar de verschillende afdelingen is een dagelijkse handeling die niet geheel zonder risico is. De flessen worden op hun plaats gehouden door op maat gemaakte inserts. Per kar kunnen 18 perslucht flessen gestockeerd worden in drie verschillende diameters, behorend bij de gangbare perslucht flessen.



Kunststof grootvolume bak op streeploze wielen, duwstang voor gecontroleerde sturing, ook te voorzien van verschillend maatwerk interieurs.

Staartverzegelingen zijn voorzien van een afscheurzone, waardoor de zegel eenvoudig verbroken wordt. Eenmaal afgebroken, kan de verzegeling niet meer gebruikt worden. De staartverzegelingen hebben een unieke nummering, waardoor registratie mogelijk wordt en u weet wanneer iemand bij de inhoud is geweest.



Ook uw uitrusting is altijd compleet en gecheckt voor u weer onderweg bent.



De rescue-car is bijgevuld en verzegeld: geen verrassingen bij een volgend gebruik.

Legenda

- Voorraadproduct, binnen 1 werkdag verzendgereed.
- Levertijd 1 à 2 weken.
- Leverbaar na overleg.